

Unser Ziel ist die Erhaltung

gesunder Haut – von Anfang an.



CeraPlus™ Hautschutz mit Remois Technologie*

Portfoliobroschüre



*Remois ist eine Technologie der Alcare Co., Ltd.

Stomaversorgung
Gesunde Haut. Gute Aussichten.

Der CeraPlus Hautschutz

Entwickelt zur Unterstützung einer gesunden Haut – von Anfang an¹

Der **CeraPlus** Hautschutz ist **mit Ceramiden** angereichert und entwickelt, um:

- die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut zu **schützen**.²
- den transepidermalen Wasserverlust (TEWL) geschädigter oder abgetragener Haut zu **verringern**.²
- die peristomale Haut gesund zu **erhalten**.²

Wählen Sie den Hautschutz der aufgrund seiner Evidenz für sich spricht

Der CeraPlus Hautschutz kann einige der negativen Auswirkungen von PHKs reduzieren!	CeraPlus Hautschutz	Sonstige Hautschutzsysteme
Erfüllt beide Kriterien der Hautgesundheit: Passform und Hautschutzmischung	✓	✗
Mehr Patienten „sehr zufrieden“ mit der Prävention von Juckreiz* ¹	✓	✗
Senkt die Versorgungskosten* ¹	✓	✗
Minimiert den transepidermalen Wasserverlust ^{†**3, 4}	✓	✗
Trägt dazu bei, die Haut gesund zu erhalten. ³	✓	✗

Signifikant mehr Patienten waren mit dem CeraPlus Hautschutz insgesamt „sehr zufrieden“.¹

*im Vergleich zu Hollister Hautschutzarten ohne Ceramide

** im Vergleich zu Coloplast SenSura Mio, Salts Harmony Duo mit Flexifit und Aloe sowie Welland Aurum 2

Das CeraPlus Portfolio

Alles auf einen Blick

Die CeraPlus Stomaversorgung ist für ein- oder zweiteilige Beutelsysteme erhältlich

Moderma Flex



Kolostomiebeutel

- **Durchgehender** Hautschutz
- **Planer** Hautschutz
 - midi Beutel
- **Konvexer** Hautschutz
 - midi Beutel



Ausstreifbeutel

Plus Haftrand

- **Planer** Hautschutz
 - midi Beutel
 - maxi Beutel
- **Konvexer** Hautschutz
 - midi Beutel
 - maxi Beutel
- **Soft Konvexer** Hautschutz
 - midi Beutel
 - maxi Beutel




Urostomiebeutel

Mit Mehrkammersystem
Plus Haftrand, inkl. Adapter

- **Planer** Hautschutz
 - Beutel 280 ml Fassungsvermögen
- **Konvexer** Hautschutz
 - Beutel 280 ml Fassungsvermögen
- **Soft Konvexer** Hautschutz
 - Beutel 280 ml Fassungsvermögen

Conform 2



Plane Basisplatten

- **Durchgehender** Hautschutz
- **Plus Haftrand**



Konvexe Basisplatten

- **Durchgehender** Hautschutz
- **Plus Haftrand**



Soft Konvexe Basisplatten

- **Plus Haftrand**

Adapt



Plane Hautschutzringe

- **Standard** Materialstärke
- **Dünne** Materialstärke



Konvexe Hautschutzringe

- **Runde** Form
- **Ovale** Form

CeraPlus | Kolostomiebeutel midi – plan

Mit **Ceramiden** angereichertes, **planes** Hautschutzmaterial für **feste** bis **breiige** Ausscheidungen, kombiniert mit einem Kolostomiebeutel, **Aktivkohlefilter** und beidseitigem Vlies mit **Sichtfenster**.
Volumen: 450 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15–55			52100	6628461	30
25			52125	6628478	30
30			52130	6628484	30
35			52135	6628490	30

CeraPlus | Kolostomiebeutel midi – konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes, **konvexes** Hautschutzmaterial für **feste** bis **breiige** Ausscheidungen, kombiniert mit einem Kolostomiebeutel, **Aktivkohlefilter**, beidseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** und **Gürtelhalterung**.
Volumen: 450 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15–38			52600	6628403	30
15–51			52601	6628426	30
25			52625	6628432	30
30			52630	6628449	30
35			52635	6628455	30

CeraPlus | Ausstreifbeutel midi plus Hafrand – plan

Mit **Ceramiden** angereichertes, **planes** Hautschutzmaterial für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**, kombiniert mit einem Ileostomiebeutel, **Aktivkohlefilter**, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, transparent oder mit **Sichtfenster** und **Lock'n Roll Verschluss**.
Volumen: 450 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15–64			54200	6635343	30
25			54225	6635366	30
30			54230	6635372	30
35			54235	6635389	30
15–64			53500	6635395	30

CeraPlus | Ausstreifbeutel midi plus Hafrand – konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes, **konvexes** Hautschutzmaterial für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**, kombiniert mit einem Ileostomiebeutel, **Aktivkohlefilter**, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** oder transparent, **Lock'n Roll Verschluss** und **Gürtelhalterung**.
Volumen: 450 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15–25			54602	6628509	30
15–38			54600	6628515	30
15–51			54601	6628521	30
25			54625	6628538	30
30			54630	6628544	30
35			54635	6628550	30
15–38			53700	6628573	30
15–51			53701	6628596	30

CeraPlus | Ausstreifbeutel midi plus Hafrand – soft konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes, **soft konvexes** Hautschutzmaterial für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**, kombiniert mit einem Ileostomiebeutel **Aktivkohlefilter**, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** oder transparent, **Lock n Roll Verschluss** und **Gürtelhalterung**.

Volumen: 450 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15–25			54002	6628751	30
15–38			54000	6628768	30
15–55			54001	6628774	30
15–25			53002	6628811	30
15–38			53000	6628828	30
15–55			53001	6628834	30

CeraPlus | Ausstreifbeutel maxi plus Hafrand – plan

Mit **Ceramiden** angereichertes, **planes** Hautschutzmaterial für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**, kombiniert mit einem Ileostomiebeutel **Aktivkohlefilter**, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** oder transparent und **Lock n Roll Verschluss**.

Volumen: 780 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15–64			54300	6635449	30
25			54325	6635455	30
30			54330	6635461	30
35			54335	6635478	30
15–64			53400	6635509	30

CeraPlus | Ausstreifbeutel maxi plus Haftrand – konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes, **konvexes** Hautschutzmaterial für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Haftrand**, kombiniert mit einem Ileostomiebeutel, **Aktivkohlefilter**, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** oder transparent, **Lock'n Roll Verschluss** und **Gürtelhalterung**.

Volumen: 780ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15-25			54802	6628627	30
15-38			54800	6628633	30
15-51			54801	6628656	30
25			54825	6628662	30
30			54830	6628679	30
35			54835	6628685	30
15-25			53902	6628691	30
15-38			53900	6628716	30
15-51			53901	6628722	30

CeraPlus | Ausstreifbeutel maxi plus Haftrand – soft konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes, **soft konvexes** Hautschutzmaterial für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Haftrand**, kombiniert mit einem Ileostomiebeutel, **Aktivkohlefilter**, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** oder transparent, **Lock'n Roll Verschluss** und **Gürtelhalterung**.

Volumen: 780ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr..	Pharmacode	Inhalt/Packung
15-25			54102	6628886	30
15-38			54100	6628892	30
15-55			54101	6628900	30
25			54125	6628917	30
30			54130	6628923	30
35			54135	6628946	30
15-25			53102	6628952	30
15-38			53100	6628969	30
15-55			53101	6628975	30

CeraPlus | Urostomiebeutel plus Hafrand – plan

Mit **Ceramiden** angereichertes, **planes** Hautschutzmaterial für **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**, kombiniert mit einem Urostomiebeutel mit Mehrkammersystem, körperseitigem Vlies, transparent und **weichem Auslassventil** zur Ablaufsteuerung, **inkl. Adapter**
Volumen: 280 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
15-64			59400	7740175	10

CeraPlus | Urostomiebeutel plus Hafrand – konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes, **konvexes** Hautschutzmaterial für **flüssige** Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**, kombiniert mit einem Urostomiebeutel mit Mehrkammersystem, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** oder transparent und **weichem Auslassventil** zur Ablaufsteuerung, **inkl. Adapter** und **Gürtelhalterung**.
Volumen: 280 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
20			59620	7736050	10
25			59625	7736051	10
30			59630	7736052	10
15-25			59700	7740176	10
15-38			59701	7740177	10
15-51			59702	7740178	10


CeraPlus | Urostomiebeutel plus Hafrand – soft konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes, **soft konvexes** Hautschutzmaterial für flüssige Ausscheidungen, mit flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**, kombiniert mit einem Urostomiebeutel mit Mehrkammersystem, beidseitigem oder körperseitigem Vlies, mit **Sichtfenster** oder transparent und **weichem Auslassventil** zur Ablaufsteuerung, **inkl. Adapter** und **Gürtelhalterung**.
Volumen: 280 ml



Stoma Ø mm	Details	Farbe Vorderseite	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
20			59820	7449306	10
25			59825	7449312	10
30			59830	7449329	10
15-25			59900	7449275	10
15-38			59901	7449281	10
15-55			59902	7449298	10

CeraPlus | Basisplatten – plan



Mit **Ceramiden** angereichertes **Hautschutzmaterial** für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit einer **durchgehenden, planen** Hautschutzplatte.

Stoma Ø mm	Details	Rastring Ø mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
13–30		● 45	14200	6629012	10
13–40		● 55	15200	6629029	10
13–55		● 70	17200	6629035	10

CeraPlus | Basisplatten plus Hafrand – plan



Mit **Ceramiden** angereichertes **Hautschutzmaterial** für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit einer **planen** Hautschutzplatte und flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**.

Stoma Ø mm	Details	Rastring Ø mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
13–30		● 45	14500	6629070	10
13–40		● 55	15500	6629087	10
13–55		● 70	17500	6629093	10

CeraPlus | Basisplatten – konvex



Mit **Ceramiden** angereichertes **Hautschutzmaterial** für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit einer **durchgehenden, konvexen** Hautschutzplatte.

Stoma Ø mm	Details	Rastring Ø mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
13–25		● 45	14100	6629041	10
13–38		● 55	15100	6629058	10
13–51		● 70	17100	6629064	10

CeraPlus | Basisplatten plus Hafrand – konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes **Hautschutzmaterial** für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit einer **konvexen** Hautschutzplatte und flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**.



Stoma Ø mm	Details	Rastring Ø mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
13–25		45	14600	6629101	10
20		45	14620	6629118	10
25		45	14625	6629124	10
13–38		55	15600	6629130	10
29		55	15629	6629147	10
32		55	15632	6629153	10
13–51		70	17600	6629176	10

CeraPlus | Basisplatten plus Hafrand – soft konvex

Mit **Ceramiden** angereichertes **Hautschutzmaterial** für **breiige** bis **flüssige** Ausscheidungen, mit einer **soft konvexen** Hautschutzplatte und flexiblem, atmungsaktivem **Hafrand**.



Stoma Ø mm	Details	Rastring Ø mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
13-25		45	14A00	7766166	5
13-38		55	15A00	7766167	5
13-51		70	17A00	7766168	5

Icons



Farbcode für Rastringgrößen der Conform 2 Serie

- Orange = 35 mm Rastring
- Grün = 45 mm Rastring
- Rot = 55 mm Rastring
- Blau = 70 mm Rastring
- Gelb = 102 mm Rastring

CeraRing | Hautschutzringe, rund – plan

Planes, flexibles, modellierbares und **teilbares**, mit **Ceramiden** angereichertes Hautschutzmaterial zum individuellen Ausgleich von Hautunebenheiten und Falten. Hautschutzringe sind einzeln verpackt.



Ringgröße Ø mm	Dicke mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
48	4,5	8805	6793740	10
48	2,3	8815	6793757	10

CeraRing | Hautschutzringe, rund – konvex

Konvexes, flexibles, mit **Ceramiden** angereichertes Hautschutzmaterial zum individuellen Ausgleich von Hautunebenheiten und Falten.



Öffnungsgröße Ø mm	Dicke mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
20	6	89520	6968530	10
30	6	89530	6968547	10
40	6	89540	6968553	10

CeraRing | Hautschutzringe, oval – konvex

Konvexes, flexibles, mit **Ceramiden** angereichertes Hautschutzmaterial zum individuellen Ausgleich von Hautunebenheiten und Falten.



Öffnungsgröße Ø mm	Dicke mm	Artikel Nr.	Pharmacode	Inhalt/Packung
22 x 38	6	89601	6968576	10
30 x 48	6	89602	6968582	10
38 x 56	6	89603	6968599	10

Referenzen:

1. Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
2. Coderch L, Lopez O, de la Maza A, Parra J. Ceramides and Skin Function, Am J Clin Dermatol 2003; 4 (2)
3. Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179–186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
4. Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe Journal of Stomal Therapy Australia; 39(2):14-18

Hollister Schweiz

Bernstrasse 388
8953 Dietikon

Bestellung:

Mo. – Do.: 8:00 – 12:00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr

Fr.: 8:00 – 12:00 Uhr, 13.30 – 16.00 Uhr

Telefon: 0800 55 38 39 – gebührenfrei

info@hollister.ch

www.hollister.ch



Remois

Eine Technologie
von Alcare Co. Ltd.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen.

Das Hollister Logo sowie Moderma Flex, CeraRing, Lock'n Roll, Conform 2, CeraPlus, Adapt und „Gesunde Haut. Gute Aussichten“ sind Markenzeichen von Hollister Incorporated. Alle anderen Warenzeichen und Copyrights sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

 © 2020 Hollister Incorporated
HCHDL11000/01.20