

Protection prouvée contre les agents pathogènes avec le film protecteur stérile


La Société américaine des essais et des matériaux (American Society for Testing and Materials, ASTM) est une organisation internationale de normalisation, qui développe et publie des normes techniques reposant sur un consensus volontaire pour une vaste gamme de matériaux. Elle a mis en œuvre et publié environ 6 000 méthodes d'essai à ce jour.

La norme ASTM F1671 porte sur une méthode d'essai de type réussite ou échec, conçue pour déterminer si les matériaux protecteurs préviennent la transmission de pathogènes transmissibles par voie sanguine.

Le matériel du film protecteur de la sonde VaPro a fait l'objet d'un essai. Lors de cet essai, un côté du film a été exposé à une solution contenant un type de virus appelé « bactériophage ». Les résultats ont démontré que les virus ne franchissaient pas le film protecteur.

Le film protecteur stérile de la sonde VaPro passe avec succès le test ASTM F1671, garantissant ainsi sa protection contre les agents pathogènes pouvant causer des infections urinaires.

Pour en savoir plus sur les preuves cliniques et biologiques qui démontrent les bénéfices du film protecteur stérile et la gaine protectrice de la sonde VaPro, consultez le site www.hollister.ch.



Scan pour vidéo



Les sondes VaPro, avec la protection 100 % No Touch

Une large gamme de solutions pour hommes et femmes

Taille	Longueur	Embout	Système standard			Set de sondage avec poche de recueil			
			VaPro	VaPro F-Style	VaPro Pocket	VaPro Plus	VaPro Plus F-Style	VaPro Plus Pocket	
8 Ch	20 cm	Nelaton	●	72082	—	—	—	—	71082
10 Ch	20 cm	Nelaton	●	72102	—	—	—	—	71102
12 Ch	20 cm	Nelaton	○	72122	—	—	74122	—	71122
14 Ch	20 cm	Nelaton	●	72142	—	—	74142	—	71142
8 Ch	40 cm	Nelaton	●	72084	7600084	—	—	—	71084
10 Ch	40 cm	Nelaton	●	72104	7600104	70104	—	—	71104
12 Ch	40 cm	Nelaton	○	72124	7600124	70124	74124	7700124	71124
14 Ch	40 cm	Nelaton	●	72144	7600144	70144	74144	7700144	71144
16 Ch	40 cm	Nelaton	●	72164	7600164	70164	—	—	71164
12 Ch	40 cm	Tiemann	○	73124	—	—	—	—	—
14 Ch	40 cm	Tiemann	●	73144	—	—	—	—	—
16 Ch	40 cm	Tiemann	●	73164	—	—	—	—	—

Avant toute utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi pour plus d'informations concernant l'utilisation prévue, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les instructions.

Délivré uniquement sur ordonnance.

Suisse
Hollister

Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Conseils:
Téléphone: 0800 55 38 39 (ligne gratuite)

Commandes:
Téléphone : 044 730 45 05
Téléfax : 044 730 54 44
Lun. - jeu. : 8h00-12h00, 13h30-17h00
Ven. : 8h00-12h00, 13h30-16h00

E-Mail : info@hollister.ch
www.hollister.ch

CE
0050

© 2019 Hollister Incorporated. Hollister, le logo, VaPro, VaPro F-Style, VaPro Pocket, VaPro Plus Pocket, VaPro Plus F-Style, VaPro Plus sont des marques déposées de Hollister Incorporated



Avec la protection 100 % No Touch*, tout ce que vous touchez, ne touche pas la sonde VaPro. (*Sans contact)



Continence Care

Les sondes VaPro : une protection 100 % No Touch* grâce à un film protecteur stérile et une gaine protectrice.

Les sondes VaPro sont hygiéniques du fait de leur conception, ce qui protège les patients des pathogènes tout au long du sondage.

La gaine protectrice


- permet de protéger la sonde stérile des bactéries situées au niveau des 15 premiers millimètres de l'urètre lors de l'insertion
- permet de réduire le risque d'introduction de bactéries dans les voies urinaires

Le film protecteur stérile


- permet une prise en main No Touch* (*Sans contact)
- fournit une barrière de protection du corps de la sonde contre les contaminations extérieures

La gaine protectrice a été conçue pour être utilisée chez des patients de sexe masculin ou féminin.


La gaine protectrice contribue à réduire le risque d'introduire des bactéries dans les voies urinaires lors de l'insertion. Ces illustrations montrent leur efficacité chez un patient masculin.



La sonde est insérée dans la gaine protectrice, qui est insérée dans l'urètre.



La gaine protectrice permet d'empêcher la sonde d'être en contact avec des bactéries, qui se trouvent principalement dans les 15 premiers millimètres de l'urètre.



Elle contribue à protéger la sonde de toute contamination.

Pour savoir plus sur les avantages de la technologie „no touch“, visitez le canal YouTube de Hollister Incorporated.

Scannez ce code QR pour accéder à la vidéo.



Une étude récente confirme un degré élevé de satisfaction des patients

L'étude s'est penchée sur les préférences réelles des patients en matière d'utilisation des sondes VaPro.

25 participants issus de 5 pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas et États-Unis) ont été interrogés pour évaluer les avantages perçus des sondes VaPro par rapport à d'autres sondes intermittentes.

L'ensemble des personnes interrogées avaient eu recours à des sondes intermittentes concurrentes et étaient passés aux sondes VaPro.



Les participants ont fait état d'un degré élevé de **satisfaction** par rapport aux sondes VaPro, car elles leur ont permis d'éviter des problèmes rencontrés avec d'autres sondes intermittentes.



Certains participants ont signalé que les sondes VaPro avaient un effet positif sur leur **qualité de vie**.



Les participants pensent que les sondes VaPro sont **hygiéniques** et **faciles** à utiliser.



50 % des participants ont signalé des infections urinaires **moins fréquentes** après le passage aux sondes VaPro.



Une large gamme de produits pour répondre aux besoins des différents patients de sexe masculin ou féminin

Que vos patients soient chez eux ou en déplacement, les sondes VaPro s'adaptent à leur style de vie et à leurs besoins.

Système standard

VaPro – sonde avec film protecteur stérile et gaine protectrice pour hommes et femmes

VaPro F-Style – pour les utilisateurs qui préfèrent une sonde plus ferme pour hommes

VaPro Pocket – un emballage compact et discret pour hommes

Set de sondage avec poche de recueil

VaPro Plus – sonde avec film protecteur stérile et gaine protectrice avec une poche de recueil d'une capacité de 1 000 ml intégrée pour hommes et femmes

VaPro Plus F-Style – pour les utilisateurs qui préfèrent une sonde plus ferme avec poche de recueil pour hommes

VaPro Plus Pocket – un emballage compact et discret avec poche de recueil pour hommes et femmes


Facilité d'emploi

La combinaison d'un film protecteur stérile et une gaine protectrice permet d'obtenir un système sans contact facile à utiliser.

Prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, la sonde VaPro ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires.



Conçue avec des œillets arrondis lisses afin d'améliorer le confort de l'utilisateur lors de l'insertion et du retrait



Emballage conçu avec des orifices pour les doigts, pour une ouverture facile



Emballage compact pour un transport facile et une utilisation discrète hors de la maison